

**Средство для маркировки**
**C 130**

REF	ml
<b>C 130</b>	300

C130 – голубой маркировочный состав. Особенно удобен для проведения разметки металла, а так же для создания контрастной, чистой, глянцевой поверхности для нанесения информации при помощи перманентного маркера.

C130 применяется для маркировки изделий и проката. После нанесения состав мгновенно высыхает, удаляя небольшие загрязнения, при необходимости легко удаляется смывкой — растворителем жиров C120. Стальной баллон под давлением


**Аэрозоль для испытания на герметичность для жидкостей**
**C 220**

REF	ml
<b>C 220</b>	400

C 220 является жидким, нетоксичным, не вызывающим ржавления веществом, подверженным биологическому разложению. Применяется для проведения испытания труб и объектов, заполненных невоспламеняющимся газом, на герметичность. Инструкция по применению: Распылите на испытываемую поверхность. Микроскопические трещины и поры обнаруживаются после проявления пузырьков или пены.

Внимание: При испытании кислородных объектов не распыляйте C220 внутри объекта вследствие опасности воспламенения.


**Очиститель**
**Kapusol**

REF	ml
<b>Kapusol</b>	750

Kapusol — эффективное средство быстрого действия для очистки фильер, экструдеров и литейных форм, в том числе с ГКС. Применяется для ручного полирования. Количество замешиваемой смеси можно регулировать по мере необходимости.

Для приготовления очищающей смеси требуется 25 килограммов чистого материала и одна бутылка Kapusol (750 грамм). Суспензия выливается в материал, тщательно перемешивается до полного высыхания влаги на поверхности гранул. Далее – загрузка в шнек и очистка.

Пластиковая бутылка, 1 л. (нетто 750 грамм)

